

Notice simplifiée pour l'étalonnage du pH-mètre portable - Modèle pH208 – LUTRON

- **Etape 1 :** Mettre le pH-mètre sous tension en appuyant sur le bouton « Power » 

- **Etape 2 :** Sélectionner le mode de pH-mètre à l'aide du bouton « Gauche-pH/mV » 

Dans notre cas d'aujourd'hui, l'électrode est connectée sur la prise BNC et le pH-mètre a été étalonné au moins une fois donc pas besoin de régler la température.

- **Etape 3 :** Extraire l'électrode de la solution de conservation puis la rincer avec de l'eau distillée et tapoter tout doucement avec du papier absorbant.

- **Etape 4 :** Plonger l'électrode dans la solution tampon aussi appelée solution d'étalon de pH=7 (couleur jaune) et appuyer sur le bouton « Bas-CAL »  Attendre jusqu'à ce que la valeur se stabilise et l'écran indique respectivement « CAL » et la valeur d'étalonnage sur la partie supérieure et inférieure 

La mention « CAL » clignote 5 secondes et le pH-mètre s'étalonne sur la valeur automatiquement. L'écran indique respectivement le pH et la température sur la partie supérieure et inférieure  .

- **Etape 5 :** Rincer l'électrode avec de l'eau distillée puis la tapoter avec du papier absorbant et la plonger dans la solution tampon à pH=4 (couleur rose). Appuyer sur le bouton « Bas-CAL »  Attendre jusqu'à ce que la valeur se stabilise et l'écran indique respectivement « CAL » ainsi la valeur d'étalonnage sur la partie supérieure et inférieure  .

La mention « CAL » clignote alors 5 secondes et le pH-mètre s'étalonne sur la valeur automatiquement. L'écran indique alors respectivement le pH et la température sur la partie supérieure et inférieure  . Rincer l'électrode avec l'eau distillée puis la tapoter tout doucement avec du papier absorbant.

Finaliser l'étalonnage en répétant les étapes 4 et 5 au moins deux fois puis enregistrer en appuyant sur la touche REC.MIN/MAX  .